



MIDO

Medición Integrada para
la Detección Oportuna

MANUAL DE
USUARIO
v4.0

Contenido

Acceso	3
Menú principal	4
Mido de primera vez y/o seguimiento	5
Registro de la persona.....	6
Cuestionario de Factores de Riesgo.....	8
Mediciones básicas	10
Prueba de glucosa capilar	12
Valoración de perfil de lípidos	14
Valoración de creatinina y proteína en orina	14
Resistencia a la insulina.....	15
Riesgo Genético de desarrollar Diabetes tipo 2	15
Datos de afiliación y de contacto	16
Resultados.....	18
MIDO de confirmación	21
Cita de confirmación.....	22
Glucosa Plasmática.....	23
Curva de Tolerancia.....	23
Hemoglobina Glucosilada.....	24
Resumen de valoraciones	25
Prueba confirmatoria de Hipertensión	26
Personas con DX confirmado pendientes de ingreso a Tx	27
Personas con DX confirmado pendientes de ingreso a Tx	28
Hoja diaria de detecciones.....	29
Hoja diaria de detecciones.....	30
Reportes.....	31
Menú de reportes	32
Registro total de personas valoradas	33
Resultados en la unidad de salud	34
Análisis de las valoraciones.....	35
Personas con cita de seguimiento	36
Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada	37
Consulta de MIDO's realizados.....	38

Acceso



Al dar clic en el botón **ENTRAR** nos manda la siguiente pantalla en donde tenemos que ingresar los datos del experto MIDO una vez terminando el curso en aprende.org





Menú principal

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA CERRAR SESIÓN 2

Estado: Extranjero	Jurisdicción: Pruebas	Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1 1
--------------------	-----------------------	--

MIDO Adulto

1. Etiquetas con nombre, entidad, jurisdicción y unidad de salud del usuario.
2. Botón de Cerrar sesión, el usuario sale del sistema perdiendo cualquier progreso que no haya guardado.



Mido de primera vez y/o seguimiento



Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [CERRAR SESIÓN](#) [REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL](#)

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

MIDO Adulto



MIDO de primera vez y/o seguimiento



MIDO de confirmación



Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx



Hoja diaria de detecciones



Reportes



FUNDACIÓN
Carlos Slim

MIDO. Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0 | Desarrollado por Fundación Carlos Slim ® 2018 Todos los derechos reservados



Registro de la persona

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Valoración Inicial
Registro de la persona

Nombre(s): * 🔍 1

Primer apellido: * 🔍 2

Segundo apellido: * 🔍 3

Fecha de nacimiento: * 4

Fecha estimada: ? 5 Edad: 6

Estado de nacimiento: * 7

Sexo: Hombre Mujer * 8

9 10 11 12 13

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL LIMPIAR MOSTRAR LISTADO DE PERSONAS DE LA UNIDAD DE SALUD BÚSQUEDA NACIONAL GUARDAR Y CONTINUAR

1. Nombre(s): Campo de escritura libre para el registro/búsqueda del nombre(s) del paciente.
2. Apellido paterno: Campo de escritura libre para el registro/búsqueda del apellido paterno del paciente.
3. Apellido materno: Campo de escritura libre para el registro/búsqueda del apellido materno del paciente.
4. Fecha de nacimiento: Campo de escritura libre para el registro/búsqueda de la fecha de nacimiento del paciente. El formato de fecha es *dd/mm/yyyy*.
5. Fecha estimada: casilla para marcar para una persona que desconozca su fecha de nacimiento, entonces deberá capturar una fecha estimada, por ejemplo: 01/06/1970, donde el año de nacimiento será estimado a partir de la edad proporcionada por la persona.
6. Edad: Campo que se calcula en automático una vez marcada la fecha estimada
7. Estado de nacimiento: Variable de opción múltiple para la selección del estado de nacimiento del paciente para su registro/búsqueda.
8. Sexo: Pregunta de opción la cual permite seleccionar el sexo del paciente para registro/búsqueda.
9. Regresar al menú principal: botón que regresa al menú principal del sistema.
10. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.

11. Mostrar listado de personas de la unidad de salud: botón que muestra la lista de personas registradas en la unidad de salud a la que pertenece el usuario que está en sesión.
12. Búsqueda Nacional: botón que ejecuta la búsqueda en todo el país de acuerdo a los filtros indicados por el usuario.
13. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.


En caso de ser mujer nos hará una pregunta adicional:




1. ¿Está embarazada?: pregunta de opción la cual le permite seleccionar sí, no o no sabe o no responde.

Cuestionario de Factores de Riesgo

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

 **MIDO**
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Valoración Inicial

Aplicación de Cuestionario de Factores de Riesgo



Registro de: MARTINEZ FLORES JUANA

1. ¿Su médico le ha dicho que tiene diabetes?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	1
3. ¿Su médico le ha dicho que tiene hipertensión?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	2
4. ¿Ha tenido un infarto o una embolia?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	3
5. ¿Alguno de sus padres tiene o tuvo diabetes mellitus?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	4
6. ¿Alguno de sus hermanos tiene o tuvo diabetes mellitus?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	5
7. ¿Fuma o ha fumado en los últimos 12 meses?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	6
8. ¿Hace poco o nada de ejercicio?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	7
9. ¿Regularmente duerme al menos 6 horas continuas?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	8
10. ¿Ha tenido diabetes en el embarazo?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	9
11. ¿Ha tenido algún bebé con más de 4 kg al nacer?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	10

11 12 13


REGRESAR LIMPIAR GUARDAR Y CONTINUAR

1. ¿Su médico le ha dicho que tiene diabetes?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
2. ¿Su médico le ha dicho que tiene hipertensión?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
3. ¿Ha tenido un infarto o una embolia?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
4. ¿Alguno de sus padres tiene o tuvo diabetes mellitus?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
5. ¿Alguno de sus hermanos tiene o tuvo diabetes mellitus?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.

6. ¿Fuma o ha fumado en los últimos 12 meses?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
7. ¿Hace poco o nada de ejercicio?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
8. ¿Regularmente duerme al menos 6 horas continuas?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
9. ¿Ha tenido diabetes en el embarazo?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
10. ¿Ha tenido algún bebe con más de 4 kg al nacer?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
11. Regresar: botón que nos envía a la pantalla anterior.
12. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
13. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.

Si se selecciona la opción No en la pregunta 1. ¿Su médico le ha dicho que tiene diabetes? agrega una nueva pregunta:

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

 **MIDO**
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

VALORACIÓN INICIAL

Aplicación de Cuestionario de Factores de Riesgo

Registro de: MARTINEZ FLORES JUANA

1. ¿Su médico le ha dicho que tiene diabetes? Sí No *

2. ¿Ha tenido algún valor previo de azúcar elevado? Sí No *

3. ¿Su médico le ha dicho que tiene hipertensión? Sí No *

Mediciones básicas

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Valoración Inicial
Mediciones básicas



Registro de: MARTINEZ FLORES JUANA

Referencia de Mediciones



Fecha de valoración:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	*	1
Peso:	<input type="text"/> kgs	*	2
Estatura:	<input type="text"/> mts	*	3
Índice de Masa Corporal (IMC):	<input type="text"/>		4
Cintura:	<input type="text"/> cms	*	5
1° medición de presión arterial:	<input type="text"/> / <input type="text"/>	*	6
	SISTÓLICA / DIASTÓLICA		
2° medición de presión arterial (5 minutos después):	<input type="text"/> / <input type="text"/>	*	7
	SISTÓLICA / DIASTÓLICA		
Promedio de presión arterial:	<input type="text"/> / <input type="text"/>		8
	SISTÓLICA / DIASTÓLICA		
			9
			10
			11

REGRESAR LIMPIAR GUARDAR Y CONTINUAR

1. Fecha de valoración: Fecha en que se realiza la medición básica. El formato de fecha es *dd/mm/yyyy*.
2. Peso: Campo libre para llenar con el peso en kilos del paciente.
3. Estatura: Campo libre para llenar la estatura en centímetros del paciente.
4. IMC: Índice de Masa Corporal: Campo inhabilitado, el sistema lo calcula automáticamente.
5. Cintura: Campo libre para llenar la circunferencia de la cintura en centímetros del paciente.
6. 1° medición de presión arterial: Campo libre para llenar los valores de la presión arterial del paciente.
7. 2° medición de presión arterial (5 minutos después): Campo libre para llenar los valores de la presión arterial del paciente.

8. Promedio de presión arterial: Campo inhabilitado, el sistema lo calcula automáticamente.
9. Regresar: botón cuya función es regresarnos a pantalla anterior.
10. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
11. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.

Nota: En la parte superior derecha al hacer clic en el ícono de Referencia de mediciones se obtiene una ayuda sobre los posibles valores que pueden tomar algunas variables de acuerdo a la pantalla en la que se encuentra el usuario. Para las mediciones básicas es la siguiente:

Referencia de mediciones Descargar

Valoración de peso

IMC < 25

IMC 25 - 29.9

IMC >= 30

Valoración de presión arterial

Sistólica < 130 y Diastólica < 85

Sistólica 130 - 139
Diastólica 85 - 89

Sistólica > 139 o
Diastólica > 89

Con Dx previo de Hipertensión Arterial

Sistólica < 140 y Diastólica < 90

Sistólica > 139 o
Diastólica > 89

Prueba de glucosa capilar

Principal
MIDO de primera vez y/o seguimiento
MIDO de confirmación
Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx
Reportes



MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0




Valoración Inicial

Prueba de glucosa capilar



Registro de: MARTINEZ FLORES JUANA

Diabetes mellitus

¿Han pasado más de 8 horas desde su último alimento o bebida?

SÍ 1

NO 2

Glucosa en sangre mg/dL * 3

En ayuno 4

Casual 5

6

REGRESAR

7

LIMPIAR


8

GUARDAR Y CONTINUAR


Referencia de Mediciones



1. Botón SÍ: botón para seleccionar la opción sí; a la pregunta ¿Han pasado más de 8 horas desde su último alimento o bebida?
2. Botón NO: botón para seleccionar la opción no; a la pregunta ¿Han pasado más de 8 horas desde su último alimento o bebida?
3. Glucosa en sangre: campo numérico para captura de glucosa
4. En ayuno: opción para indicar si la glucosa en sangre fue tomada en ayuno
5. Casual: opción para indicar si la glucosa en sangre fue tomada de manera casual
6. Regresar: botón cuya función es regresarnos a pantalla anterior.
7. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
8. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente



1. Sí, deseo registrar otras mediciones: botón para registrar otras mediciones *
2. Continuar con la captura: botón para continuar con la captura.



- a. Valoración de perfil de lípidos
- b. Valoración de creatinina y proteína en orina
- c. Resistencia a la insulina
- d. Riesgo genético de desarrollar Diabetes tipo 2
- e. Regresar: botón cuya función es regresarnos a pantalla anterior.
- f. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
- g. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.

Valoración de perfil de lípidos

Valoración de perfil de lípidos REGISTRAR

Colesterol Total: mg/dL 1

Colesterol HDL: mg/dL 2

Colesterol LDL: mg/dL 3

Triglicéridos: mg/dL 4

1. Colesterol Total: Campo de escritura libre para el registro del valor de colesterol total.
2. Colesterol HDL: Campo de escritura libre para el registro del valor de colesterol HDL.
3. Colesterol LDL: Campo de escritura libre para el registro del valor de colesterol LDL.
4. Triglicéridos: Campo de escritura libre para el registro del valor de triglicéridos.

Valoración de creatinina y proteína en orina

Valoración de creatinina y proteína en orina REGISTRAR

Creatinina sérica: mg/dL 1

Tasa de Filtración Glomerular: ml/min 2

Estadío: 3

Examen de orina: Tira rápida Examen de laboratorio 4

Albuminuria o Proteinuria: Negativo + ++ +++ ++++ 5


Hematuria: Negativo + ++ +++ ++++ 6

Nitritos: Negativo + ++ +++ ++++ 7

Estimación de la fórmula de Cockcroft Gault


1. Creatinina sérica: Campo libre para llenar el resultado de esta prueba.
2. Tasa de Filtración Glomerular: Campo inhabilitado ya que el sistema lo calcula automáticamente a partir del valor escrito en el campo de Creatinina sérica.
3. Estadío: Campo inhabilitado ya que el sistema lo calcula automáticamente a partir del valor escrito en el campo de Creatinina sérica.
4. Examen de orina: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si se realizó con tira rápida o examen de laboratorio.
5. Albuminuria o Proteinuria: Pregunta de opción la cual permite seleccionar el resultado de esta prueba.
6. Hematuria: Pregunta de opción la cual permite seleccionar el resultado de esta prueba.
7. Nitritos: Pregunta de opción la cual permite seleccionar el resultado de esta prueba.

Resistencia a la insulina



1. Campo de resistencia a la insulina: Campo de escritura libre en el cual se captura el resultado de esta prueba.


Riesgo Genético de desarrollar Diabetes tipo 2



1. Campo de riesgo genético de desarrollar Diabetes: campo de escritura libre en el cual se captura el resultado de esta prueba.

Datos de afiliación y de contacto

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

 **MIDO**
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Valoración Inicial
Datos de afiliación y de contacto

Registro de: MARTINEZ FLORES JUANA

Institución de derechohabencia o afiliación: 1

derechohabencia / afiliación: 2

Dirección: 3

Teléfono de casa: 4
10 dígitos sin espacios

Teléfono celular: 5
10 dígitos sin espacios

Correo electrónico: @ 6

¿Ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor a 5 años? (1) Sí No 7

Presenta cartilla nacional de salud (2) Sí No 8

1. Institución de derechohabencia o afiliación: Variable de opción múltiple para la selección de la Institución a la que está afiliado el paciente.
2. # derechohabencia / afiliación: Campo de escritura libre de trece posiciones para el número de afiliación de la persona a registrar. Permite letras, números y guion bajo.
3. Dirección: Campo de escritura libre para el registro de dirección.
4. Teléfono de casa: Campo libre para capturar el teléfono de casa o en el que se reciben recados de la persona a registrar.
5. Teléfono celular: Campo libre para capturar el teléfono celular de la persona a registrar.
6. Correo electrónico: Campo de escritura libre para el registro de correo electrónico de la persona a registrar

7. ¿Ha permanecido en el mismo lugar de manera continua por un lapso igual o mayor a 5 años?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.
8. Presenta cartilla nacional de salud: Pregunta de opción la cual permite seleccionar si la respuesta es afirmativa o negativa.

Dificultad para (Discapacidad)(2)

	Poca dificultad ?	Mucha dificultad ?	No puede hacerlo ?	
¿Tiene dificultad para Ver (aunque use lentes)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9
¿Tiene dificultad para Escuchar (aunque use aparato auditivo)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10
¿Tiene dificultad para Caminar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11
¿Tiene dificultad para Usar brazos/manos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12
¿Tiene dificultad para Aprender/recordar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	13
¿Tiene dificultad con su Cuidado personal?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14
¿Tiene dificultad para Hablar/comunicarse?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15
¿Dificultad Emocional/mental?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	16
Ninguna	<input type="checkbox"/> Sin dificultad ?			17

(1) CONAPO (definición de migrante)
(2) SINBA-SIS-DET-P

18
19
20

REGRESAR
LIMPIAR
GUARDAR Y CONTINUAR

9. ¿Tiene dificultad para ver (aunque use lentes)?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
10. ¿Tiene dificultad para escuchar (aunque use aparato auditivo)?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
11. ¿Tiene dificultad para caminar?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
12. ¿Tiene dificultad para usar brazos/manos?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
13. ¿Tiene dificultad para aprender/recordar?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
14. ¿Tiene dificultad con su cuidado personal?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.

15. ¿Tiene dificultad para hablar/comunicarse?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
16. ¿Dificultad emocional/mental?: Pregunta de opción la cual permite seleccionar poca dificultad, mucha dificultad o no puede hacerlo.
17. Ninguna: opción Pregunta de opción la cual al activar desactiva todas las anteriores desde la pregunta 9 a 16
18. Regresar: botón cuya función es regresarnos a pantalla anterior.
19. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
20. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente

Resultados

Requiere confirmación DM y HTA

Resumen de la valoración realizada

CLUES: THSD000001 Unidad de salud: THSD PRUEBAS 1

Valoración de peso	Sobrepeso (Pre Obesidad)	}	1
Valoración de presión arterial	Requiere Confirmación de Hipertensión		
Valoración de glucosa	Requiere Confirmación de Diabetes		

Programación de cita para confirmación del diagnóstico ? 2

Fecha sugerida para prueba de confirmación: 30/07/2018 3

Recomendaciones para el Experto MIDO

La persona a la que acabas de realizar la valoración tiene diagnóstico probable de diabetes e hipertensión, por lo cual debe realizarse una segunda prueba confirmatoria.

Es importante lo siguiente:

1. Reitérle la relevancia de que acuda a realizarse la segunda prueba, para poder confirmar o descartar el diagnóstico.
2. Transmite el mensaje de forma tranquila, recuerda que saber que se tiene una enfermedad es duro para una persona. Sin embargo, sé firme y recuérdale que su salud ya presenta un riesgo relevante.

4
GUARDAR Y CONTINUAR

1. Valoraciones de cada una de las pruebas registradas a paciente
2. Botón de ayuda
3. Fecha sugerida para prueba de confirmación: Campo que el sistema automáticamente ingresa, pero que el usuario puede modificar de ser necesario. El formato de fecha es *dd/mm/yyyy*.
4. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.



La siguiente pantalla muestra un reporte con un resumen de las pruebas que se han registrado:

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

MIDO Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Resultados de la Valoración Inicial

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL 1

ENVIAR RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO 2

1 de 27

Buscar | Siguiente 3

SALUD UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROPIERA IMSS Medición Integrada para la Detección Oportuna Resultados de la Valoración Inicial

Estado: Extranjero Fecha de emisión: 24/07/2016
 Jurisdicción: Pruebas Clues: THSD000001
 Unidad de Salud: THSD PRUEBAS 1 Responsable:

DATOS PERSONALES

Nombre completo: ABRAHAM PADRON CLEOFAS Fecha de nacimiento: 15/07/1986
 Derechohabiente: SEGURO POPULAR Num. afiliación: 0987654321111
 Teléfono celular: 5521373765 Sexo: Hombre
 Correo electrónico: CAMALEON_AB@GMAIL.COM Teléfono fijo: 5565709888

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN MIDO

Peso y cintura

Estatura (m)	1.88
Peso actual	90.00
Peso Ideal (kg)	84.83
Índice de Masa Corporal (kg/m ²)	25.46
Circunferencia de cintura(cm)	100

Clasificación: **Sobrepeso(Pre Obesidad) (A)**

Presión arterial

Presión arterial (mmHg)	140/90
-------------------------	--------

Clasificación: **Requiere confirmación de Hipertensión (N)**

Glucosa capilar

¿Requirió prueba de glucosa?	SI
Glucosa capilar (mg/dL)	130
Tipo de medición	Ayuno

Clasificación: **Requiere confirmación de Diabetes (N)**

Perfil de lípidos

Colesterol Total (mg/dL)	SD
Colesterol HDL (mg/dL)	SD
Colesterol LDL (mg/dL)	SD
Triglicéridos (mg/dL)	SD

Clasificación: **SD**

Función renal

Creatinina sérica (mg/dL)	SD
Proteinuria	SD
Hematuria	SD
Nitritos	SD
Tasa de Filtración Glomerular ml/min	SD
Fórmula de Cockcroft-Gault	SD
Estadio	SD

Clasificación: **SD**

Resistencia a la insulina

Resultado (mg/dL)	SD
-------------------	----

Clasificación: **SD**

Riesgo genético a desarrollar DM2

Riesgo genético a desarrollar DM2	SD
-----------------------------------	----

Clasificación: **SD**

4

5



Requiere confirmación de diabetes e hipertensión

RECOMENDACIONES

Resultados:

La prueba de glucosa que se te realizó indica que puedes tener diabetes, por lo que es conveniente realizar una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. **Es muy importante confirmar si tienes diabetes.**

Te realizarán alguna de las siguientes tres pruebas para confirmar si tienes diabetes:

- 1) Glucosa plasmática en ayuno.
- 2) Curva de tolerancia a la glucosa.
- 3) Hemoglobina glucosilada.

Acude con ayuno mínimo de 8 horas. Puedes tomar agua, pero no puedes consumir ningún alimento adicional.

El resultado de la presión arterial que se tomó indica que puedes tener hipertensión, por lo que es conveniente realizar una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. **Es muy importante confirmar si tienes hipertensión.**

Acude al **Módulo MIDO** para hacer esta segunda prueba. Para ello, tomarán tu presión arterial 3 veces, en intervalos de cinco minutos, y con ello, sabrán si tienes o no hipertensión.

Detectar una enfermedad a tiempo permite comenzar a **atenderla oportunamente** y evitar complicaciones.

6

1. Regresar al menú principal: El sistema muestra la pantalla principal.
2. Enviar resultados por correo electrónico: manda los resultados al correo electrónico registrado.
3. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
4. Datos de unidad y de paciente
5. Resultados de la valoración MIDO
6. Recomendaciones



MIDO de confirmación



Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [CERRAR SESIÓN](#) [REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL](#)

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

MIDO Adulto



FUNDACIÓN
Carlos Slim

MIDO. Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0 | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2018 Todos los derechos reservados



Cita de confirmación

1. Nombre(s): Campo libre para buscar a una persona para cita de confirmación.
2. Apellido paterno: Campo libre para buscar a una persona por apellido paterno para cita de confirmación.
3. Apellido materno: Campo libre para buscar a una persona por apellido materno para cita de confirmación.
4. Regresar al menú principal: botón cuya función es mostrar la pantalla principal del sistema.
5. Limpiar: botón cuya función es dejar en blanco todos los registros para capturarlos nuevamente.
6. Buscar: botón que ejecuta la búsqueda de acuerdo a los filtros indicados por el usuario.

Aparece la siguiente ventana con el resultado de la búsqueda:

Seleccionar	N°	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)	Fecha de nacimiento	DM	HTA
	1	AGUSTINIANO	MARTINEZ	MARISOL	09/01/1985		
	2	DIAZ	GARCIA	FERNANDA	03/04/1981		
	3	DOMINGUEZ	VELAZQUEZ	SANDRA	30/01/1985		
	4	LOPEZ	OBRADOR	ANDRES MANUEL	01/02/1920		
	5	PADRON	CLEOFAS	ABRAHAM	15/07/1986		

DM = cita pendiente de confirmación para Diabetes Mellitus. HTA = cita pendiente de confirmación para Hipertensión Arterial

[CANCELAR Y REGRESAR A LA BÚSQUEDA DE CITA DE CONFIRMACIÓN](#)

- El registro en rojo significa que la fecha de vencimiento de la cita de confirmación ya no está vigente.
- El registro en blanco significa que la fecha de vencimiento de la cita de confirmación aún no ocurre.

Al seleccionar un registro vigente, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Glucosa Plasmática

1. Glucosa plasmática: Campo de escritura libre para ingresar el valor de la glucosa plasmática. El valor de glucosa en sangre debe estar entre 20 y 999.
2. Regresar al menú principal: botón que redirecciona a la página principal.
3. Anterior: botón que retrocede a la página anterior.
4. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso.

Curva de Tolerancia

1. Basal: Campo de escritura libre para ingresar el valor de la primera toma de basal.
2. 2ª Toma: Campo de escritura libre para ingresar el valor de la segunda toma de basal.
3. 3ª Toma: Campo de escritura libre para ingresar el valor de la tercera toma de basal.
4. Regresar al menú principal: botón que redirecciona a la página principal.
5. Anterior: botón que retrocede a la página anterior.
6. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso.

Nota: El valor de la glucosa (en las tres tomas) debe estar entre 20 y 999.

Hemoglobina Glucosilada

Examen utilizado para confirmar el diagnóstico:

Hemoglobina Glucosilada (A1c)
 % HbA1c: * 1

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL ANTERIOR GUARDAR Y CONTINUAR

1. Hemoglobina Glucosilada: campo de escritura libre para el valor de la hemoglobina. Este valor debe estar entre 3 y 20

Nota: Para referencias de las pruebas de Glucosa plasmática en ayuno (Más de 8 horas), curva de tolerancia a la glucosa (75 gramos), hemoglobina glucosilada (A1c) hacer clic en la imagen de **Referencia de mediciones**.

Referencia de mediciones Descargar

Confirmación de DM: Glucosa Plasmática en Ayuno (Más de 8 horas)

Glucosa Plasmática < 100 mg/dL	Glucosa Plasmática 100 - 125 mg/dL	Glucosa Plasmática > 125 mg/dL
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Confirmación de DM: Curva de Tolerancia a la Glucosa de 75 gramos

Basal < 100 mg/dL 3ra Toma < 140 mg/dL	Basal 100 - 125 mg/dL 3ra Toma 140 - 199 mg/dL	Basal > 125 mg/dL 3ra Toma > 199 mg/dL
---	---	---

Confirmación de DM: Hemoglobina Glucosilada (A1c)

A1c < 5.7	A1c 5.7 - 6.4	A1c > 6.4
-----------	---------------	-----------

Al momento de meter las valoraciones nos mandará el siguiente mensaje:

Diabetes y Sobrepeso (Pre Obesidad)

Resumen de la valoración realizada 1

CLUES: THSD000001 Unidad de salud: THSD PRUEBAS 1

Valoración de glucosa Diabetes Confirmada

Se ha confirmado el diagnóstico de Diabetes.

Es importante que te asegures que la persona inicie tratamiento en su Unidad de Salud y en su caso se registre en el SIC


2
ACEPTAR Y SALIR

1. Valoraciones de cada una de las pruebas registradas a una persona
2. Aceptar y salir: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso de registro del paciente.



* En caso de que el paciente sea hipertenso nos mandará la siguiente pantalla.

Resumen de valoraciones

Principal
MIDO de primera vez y/o seguimiento
MIDO de confirmación
Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx
Reportes




MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

La persona ya tuvo una valoración previa en MIDO, y resultó con un diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus. Puede realizar una nueva valoración si así lo desea, aunque la medición será de control y no de tamizaje, y no se tomará a la persona en cuenta para la meta de detecciones. Si desea continuar con el registro de la nueva valoración, dé clic en "Registrar nueva valoración".

Resumen de valoraciones



Registro de: **BARRAGAN ZAMORA CECILIA**

1

Fecha de valoración	Peso	Estatura en mts	IMC	CC	PAS	PAD	Glucemia	C-Total	C-LDL	C-HDL	Triglicéridos	Creatinina	TFG
25/07/2018	60.00	1.50	26.67	61.00	120	80	120						

IMC = Índice de Masa Corporal, CC = Circunferencia de Cintura, PAS = Presión Arterial Sistólica, PAD = Presión Arterial Diastólica, C-Total = Colesterol Total, C-LDL = Colesterol LDL, C-HDL = Colesterol HDL, TFG = Tasa de Filtración Glomerular

Datos de valoración de confirmación

Fecha de valoración	Glucemia plasmática	Glucemia 1	Glucemia 2	Glucemia 3	HbA1c1	PAS 1	PAD 1	PAS 2	PAD 2	PAS 3	PAD 3
25/07/2018	126										

HbA1c1 = Hemoglobina glucosilada, PAS = Presión Arterial Sistólica, PAD = Presión Arterial Diastólica

4

5

6

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL

VER INFORMACIÓN DE LA PERSONA

REGISTRAR NUEVA VALORACIÓN

1. Nombre de paciente
2. Resultado de 1ra valoración
3. Datos de valoración de confirmación
4. Regresar al menú principal: botón que redirecciona a la página principal.
5. Ver información de la persona: Muestra la pantalla Registro de la persona con todos los campos deshabilitados.
6. Registrar nueva valoración.

Prueba confirmatoria de Hipertensión

MIDO v4.0

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

Prueba confirmatoria de Hipertensión Arterial



Registro de: AGUSTINIANO MARTINEZ MARISOL



4

Asegúrate de seguir las recomendaciones para la adecuada medición de la Presión arterial

Primera medición:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	*	1
	SISTÓLICA		DIASTÓLICA		
Segunda medición: (5 minutos después)	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	*	2
	SISTÓLICA		DIASTÓLICA		
Tercera medición: (10 minutos después)	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	*	3
	SISTÓLICA		DIASTÓLICA		

5 6 7

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL ANTERIOR GUARDAR Y CONTINUAR

1. Primera medición: Campos de escritura libre para ingresar los dos valores de la presión arterial.
2. Segunda medición: Campos de escritura libre para ingresar los dos valores de la presión arterial.
3. Tercera medición: Campos de escritura libre para ingresar los dos valores de la presión arterial.
4. Referencia de mediciones: Muestra mediciones de ayuda
5. Regresar al menú principal: botón que redirecciona a la página principal.
6. Anterior: botón que retrocede a la página anterior.
7. Guardar y continuar: botón que guarda la información insertada por el usuario y avanza en el proceso.

Referencia de mediciones Descargar

Confirmación de Hipertensión Arterial

Sistólica < 130 y Diastólica < 85	Sistólica 130 - 139 Diastólica 85 - 89	Sistólica > 139 o Diastólica > 89
--------------------------------------	---	--------------------------------------



Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx



Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [CERRAR SESIÓN](#) [REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL](#)

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

MIDO Adulto



FUNDACIÓN
Carlos Slim

MIDO. Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0 | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2018 Todos los derechos reservados



Personas con DX confirmado pendientes de ingreso a Tx

Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

MIDO
Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Personas con DX confirmado pendientes de ingreso a Tx

En este reporte, verás a todas las personas que no se sabían obesas, hipertensas o diabéticas, que tuvieron una enfermedad detectada, que ya se les confirmó el diagnóstico y que aún no son ingresadas a tratamiento, o bien que no han tenido una primera consulta médica registrada y capturada en SIC.

Tipo de consulta:
Todas

REGRESAR AL MENÚ LIMPIAR FILTROS VER REPORTE

1 de 2 Buscar Siguiete

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)
Medición Integrada para la Detección Oportuna
Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx

CLUES: THSD000001 **Total de personas pendientes de incorporación a tratamiento: 24** Fecha de emisión: 26/07/2018
Nombre de la unidad: THSD PRUEBAS 1

Datos generales						Información de la valoración																		
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Edad	Sexo	Fecha de la valoración	Fecha límite de ingreso a tratamiento	Obesidad	Hipertensión	Diabetes	Dislipidemia	Resistencia a la insulina	Riesgo DM2												
							IMC	Valorción	PA Sistólica	PA Diastólica	Valorción	Gluc. Ayuno	Gluc. Casual	Valorción	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Triglicéridos	Valorción	Insulina	Valorción	Riesgo DM2	Valorción	
CRISTIAN	ACUATLA	REYES	28	H	19/06/2018	26/06/2018	SD	SD	140	90	H8	7	SD	D8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
ROSARIO	ALCANTARA	MORALES	37	M	12/07/2018	19/07/2018	SD	SD	130	90	H8	7	SD	D8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
CECILIA	BARRAGAN	ZAMORA	28	M	25/07/2018	01/08/2018	SD	SD	SD	SD	SD	126	SD	D8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
SANDRA	DOMINGUEZ	VELAZQUEZ	33	M	24/07/2018	31/07/2018	SD	SD	140	90	H8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
MIGUEL	GALVAN	ORDOÑEZ	36	H	20/06/2018	27/06/2018	SD	SD	140	90	H8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD

Datos generales Sexo M: Mujer H: hombre SD: Sin dato
Fecha límite de ingreso a tratamiento ■ Personas con diagnóstico confirmado que no han sido incorporadas a SIC, y que no ha vencido la fecha de incorporación ■ Personas con diagnóstico confirmado que no han sido incorporadas a SIC, y que ha vencido la fecha de incorporación ■ Personas con diagnóstico confirmado que ya fueron incorporadas a SIC

Información de la valoración:
Obesidad: O1: Peso Normal, O2: Preobesidad, O3: Obesidad.
Hipertensión: H1: Presión arterial normal, H2: Hipertensión controlada, H3: Pre Hipertensión, H4: Hipertensión descontrolada, H5: Requiere confirmación de hipertensión.
Diabetes: D1: Glucosa Normal, D2: Diabetes Controlada, D3: Pre Diabetes, D4: Diabetes descontrolada, D5: Requiere confirmación de diabetes.
Dislipidemia: L1: Lípidos normales, L2: Dislipidemia Detectada
Resistencia a la insulina: I1: Sin resistencia a la insulina, I2: Con resistencia a la insulina
Riesgo genético a desarrollar DM2 (Riesgo DM2): G1: Bajo, G2: Moderado, G3: Alto

Información de la confirmación:
Hipertensión: H6: Hipertensión descartada, H7: Pre Hipertensión confirmada, H8: Hipertensión confirmada
Diabetes: D6: Diabetes descartada, D7: Pre Diabetes confirmada, D8: Diabetes confirmada

1. Tipo de consulta: Lista desplegable en el cual se puede seleccionar el tipo de consulta: Todas, No han sido ingresado a tratamiento en SIC y Ya fueron ingresados a tratamiento en SIC.
2. Regresar al menú: botón que redirecciona al menú.
3. Limpiar Filtros: botón que limpia el filtro seleccionado.
4. Ver reporte: botón que muestra el reporte seleccionado en tipo de consulta.
5. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
6. Datos de unidad de salud
7. Referencias.



Hoja diaria de detecciones



Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [CERRAR SESIÓN](#) [REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL](#)

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

MIDO Adulto



MIDO de primera vez y/o seguimiento



MIDO de confirmación



Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx



Hoja diaria de detecciones



Reportes

FUNDACIÓN
Carlos Slim

MIDO. Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0 | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2018 Todos los derechos reservados





MIDO

Medición Integrada para la Detección Oportuna

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Reportes



MIDO

Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Principal MIDO de primera vez y/o seguimiento MIDO de confirmación Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx Reportes

Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [CERRAR SESIÓN](#) [REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL](#)

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

MIDO Adulto



MIDO de primera vez y/o seguimiento




MIDO de confirmación



Personas con Dx confirmado pendientes de ingreso a Tx



Hoja diaria de detecciones



Reportes

FUNDACIÓN
Carlos Slim

MIDO. Medición Integrada para la Detección Oportuna v4.0 | Desarrollado por Fundación Carlos Slim © 2018 Todos los derechos reservados



Menú de reportes

Bienvenido(a): VAZQUEZ GUTIERREZ KARINA LILIANA [REGRESAR AL MENÚ](#) 8


Entidad: Extranjero

Jurisdicción: Pruebas

Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1

1

Menú de reportes



The screenshot shows a user interface for the MIDO reports menu. At the top, there is a navigation bar with a welcome message, a user name, a 'REGRESAR AL MENÚ' button, and a circular button labeled '8'. Below this are three filter boxes: 'Entidad: Extranjero', 'Jurisdicción: Pruebas', and 'Unidad de salud: THSD000001 - THSD PRUEBAS 1', with a circular button labeled '1' to the right. The main area is titled 'Menú de reportes' and contains seven report options, each with an icon and a numbered callout:

- 2: Registro total de personas valoradas (Icon: Group of people)
- 3: Resultados en la unidad de salud (Icon: Line graph and building labeled 'U de S')
- 4: Análisis de las valoraciones (Icon: Laptop with charts)
- 5: Personas con cita de seguimiento (Icon: Calendar)
- 6: Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada (Icon: Two people, one with a red checkmark and an upward arrow)
- 7: Consulta de MIDO's realizados (Icon: Folder with MIDO logo)

A circular button labeled '8' is located at the top right of the menu area, and a small upward arrow icon is at the bottom right.

1. Etiquetas cargadas de forma automática de acuerdo con el acceso.
2. Registro total de personas valoradas.
3. Resultados de la unidad de salud.
4. Análisis de valoraciones
5. Personas con cita de seguimiento
6. Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada.
7. Consulta de MIDO's realizados
8. Regresar al Menú: botón para salir al menú principal.

Registro total de personas valoradas

Registro total de personas valoradas

En este reporte, verás a todas las personas que han sido valoradas en la unidad de salud, así como el historial de valoraciones de aquellas personas que cuentan con más de una medición.

Tipo de valoración: 1

Padecimiento: 3

Resultado de la valoración: 4

Hoy: 2

Del:

al:

REGRESAR AL MENÚ 9 LIMPIAR FILTROS 8 VER REPORTE 5

1 de 6 Buscar | Sigiente 6

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)

Medición Integrada para la Detección Oportuna
Registro total de personas valoradas

7

CLUES: THSD000001 Total de personas en la unidad de salud: 47 Fecha de emisión: 27/07/2018

Nombre de la unidad: THSD PRUEBAS 1

Datos generales				Información de la valoración																								
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Edad	Sexo	Fecha de la valoración	Fecha de próxima cita	Obesidad			Hipertensión			Diabetes			Dislipidemia			Creatinina y proteína en orina		Resistencia a la insulina		Riesgo DM2					
							IMC	Vibración	PA Sistólica	PA Diastólica	Vibración	Gluc. Ayuno	Gluc. Casual	Vibración	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Triglicéridos	Vibración	TFG	Estado	Vibración	Insulina	Vibración	Riesgo DM2	Vibración		
MARIA	ACOSTA	GUTIERREZ	30	M	01/06/2018	20/06/2018	SD	SD	133	89	H7	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	
Dirección: SD					01/06/2018	20/12/2018	31.11	O3	145	91	H5	SD	SD	D1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
CRISTIAN	ACUATLA	REYES	28	H	19/06/2018	03/07/2018	SD	SD	140	90	H8	7	SD	O3	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Dirección: SD					19/06/2018	09/07/2018	30.07	O3	140	90	H5	135	SD	O5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
MARTIN	ACUAUTLA	REYES	31	H	20/06/2018		SD	24.22	O1	123	123	H4	SD	O2	123	123	123	55	L2	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Dirección: SD					20/06/2018		SD	29.41	O2	137	113	H4	135	SD	O4	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD

Datos generales Sexo M: Mujer H: Hombre SD: Sin dato

Información de la valoración:

Obesidad: O1: Peso Normal, O2: Preobesidad, O3: Obesidad
Hipertensión: H1: Presión arterial normal, H2: Hipertensión controlada, H3: Pre Hipertensión, H4: Hipertensión descontrolada, H5: Requiere confirmación de hipertensión.
Diabetes: D1: Glucosa Normal, D2: Diabetes Controlada, D3: Pre Diabetes, D4: Diabetes descontrolada, D5: Requiere confirmación de diabetes.
Dislipidemia: L1: Lípidos normales, L2: Dislipidemia Detectada
Creatinina y proteína en orina: R1: Función Renal Normal, R2: Enfermedad Renal Crónica Etapa Temprana, R3: Enfermedad Renal Crónica Etapa Avanzada

Resistencia a la insulina: I1: Sin resistencia a la insulina, I2: Con resistencia a la insulina
Riesgo genético a desarrollar DM2 (Riesgo DM2): G1: Bajo, G2: Moderado, G3: Alto

Información de la confirmación:

Hipertensión: H6: Hipertensión descartada, H7: Pre Hipertensión confirmada, H8: Hipertensión confirmada
Diabetes: D6: Diabetes descartada, D7: Pre Diabetes confirmada, D8: Diabetes confirmada

1. Tipo de valoración: Variable de opción múltiple para la selección de valoración para su búsqueda.
2. Campo de fecha seleccionable para ubicar el rango de fecha en dado caso de requerir un reporte con el resultado de la valoración.
3. Padecimiento: Variable de opción múltiple para la selección de padecimiento para su búsqueda.
4. Resultado de la valoración: Variable de opción múltiple para la selección del resultado de la valoración para su búsqueda.
5. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
6. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
7. Reporte con todas las personas que han sido valoradas en la unidad de salud, así como el historial de valoraciones de aquellas personas que cuentan con más de una medición.
8. Limpiar filtros: botón que ejecuta la acción de borrar filtros aplicados para el reporte
9. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.

Resultados en la unidad de salud

Resultados en la unidad de salud

Este reporte le permite acceder a los resultados de la Unidad de Salud.

Rangos de fecha

Hoy: Del: al:

REGRESAR AL MENÚ LIMPIAR FILTROS VER REPORTE

1 2 3 4 5 6

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)
Medición Integrada para la Detección Oportuna
 Reporte de Resultados por centro de Salud

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Fecha de emisión: 27/07/2018
 Unidad de salud: THSD PRUEBAS 1 CLUES: THSD000001

Resultado por centro de salud

Se han llevado a cabo 60 valoraciones a 47 personas, distribuidas como sigue:

VALORACIÓN DE PESO	Personas	Porcentaje
Peso Normal	11	23.40 %
Pre Obesidad	22	46.81 %
Obesidad	14	29.79 %
Subtotal	47	

VALORACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL	Personas	Porcentaje
Presión Arterial Normal	6	12.77 %
Pre Hipertensión	0	0.00 %
Hipertensión Arterial Detectada	33	70.21 %
Hipertensión Controlada	0	0.00 %
Hipertensión Descontrolada	8	17.02 %
Subtotal	47	

VALORACIÓN DE GLUCOSA	Personas	Porcentaje
Glucosa Normal	6	12.77 %
Pre Diabetes	8	17.02 %
Diabetes Detectada	24	51.06 %
Diabetes Controlada	2	4.26 %
Diabetes Descontrolada	6	12.77 %
Sin medición	1	2.13 %
Subtotal	47	

VALORACIÓN DE PERFIL DE LÍPIDOS	Personas	Porcentaje
Lípidos Normales	0	0.00 %
Dislipidemia Detectada	1	2.13 %
Sin medición	46	97.87 %
Subtotal	47	


Página 1 de 2

1. Campo de fecha seleccionable para ubicar el rango de fecha en dado caso de requerir un reporte del centro de salud.
2. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
3. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
4. Este reporte le permite acceder a los resultados de la Unidad de Salud.
5. Limpiar filtros: botón que ejecuta la acción de borrar filtros aplicados para el reporte
6. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.

Análisis de las valoraciones

Análisis de las valoraciones

En este reporte encontrarás un análisis sintético de la productividad y los resultados de las valoraciones MIDO realizadas.



4 REGRESAR AL MENÚ VER REPORTE 1

1 de 2

Buscar | Siguiete

2

3

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)

Medición Integrada para la Detección Oportuna
Reporte de análisis de las valoraciones

Estado: Extranjero Jurisdicción: Pruebas Fecha de emisión: 27/07/2018
Unidad de salud: THSD PRUEBAS 1 CLUES: THSD000001

Análisis de las valoraciones

I. Productividad
Se han llevado a cabo **60** valoraciones a **47** personas, distribuidas como sigue:

Tipo de valoración	Hombres		Mujeres		TOTAL	
Primera vez	24	61.54 %	15	38.46 %	39	65.00 %
Subsecuentes	5	62.50 %	3	37.50 %	8	13.33 %
TOTAL	29	48.33 %	18	30.00 %	47	78.33 %

II. Seguimiento para confirmación del diagnóstico e ingreso a tratamiento
Se ha valorado a **47** personas, donde se encuentra lo siguiente:

VALORACIÓN DE PESO

	Hombres		Mujeres	
Peso Normal	3	6.38 %	8	17.02 %
Pre Obesidad	17	36.17 %	5	10.64 %
Obesidad	9	19.15 %	5	10.64 %
Fue ingresado a tratamiento	0	0.00 %	0	0.00 %
No ha sido ingresado a tratamiento	9	64.29 %	5	35.71 %

VALORACIÓN DE GLUCOSA

	Hombres		Mujeres	
Glucosa Normal	1	2.13 %	5	10.64 %
Pre Diabetes	3	6.38 %	5	10.64 %
Diabetes Controlada	2	4.26 %	0	0.00 %
Diabetes Descontrolada	4	8.51 %	2	4.26 %
Sin medición	1	2.13 %	0	0.00 %
Diabetes Detectada	18	38.30 %	6	12.77 %
No acudió a confirmación de diagnóstico	4	22.22 %	1	16.67 %
Si acudió a confirmación de diagnóstico	14	77.78 %	5	83.33 %
Se descarta la enfermedad	4	28.57 %	1	20.00 %
Se confirma la enfermedad	10	71.43 %	4	80.00 %
Fue ingresado a tratamiento	0	0.00 %	0	0.00 %
No ha sido ingresado a tratamiento	10	100.00 %	4	250.00 %

1. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
2. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
3. En este reporte encontrarás un análisis sintético de la productividad y los resultados de las valoraciones MIDO realizadas.
4. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.

Personas con cita de seguimiento

Personas con cita de seguimiento

En este reporte, verás a todas las personas que tuvieron valores normales en sus mediciones (sanas) y a las personas con prediabetes, preobesidad y/o prehipertensión que no tienen ninguna enfermedad crónica, y que tienen una cita de seguimiento para una valoración MIDO.

4 1

REGRESAR AL MENÚ VER REPORTE

1 de 1 Buscar | Sigiente

3

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)
Medición Integrada para la Detección Oportuna
Personas con cita de seguimiento

CLUES: THSD000001 **Total de personas con cita programada de seguimiento:** 9 **Fecha de emisión:** 27/07/2018

Nombre de la unidad: THSD PRUEBAS 1

Datos generales							Información de la valoración														
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Edad	Sexo	Fecha de la valoración	Fecha de próxima cita	IMC	Obesidad	Hipertensión	Diabetes	Dislipidemia			Resistencia a la insulina		Riesgo DM2					
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				
MARIA	ACOSTA	GUTIERREZ	30	M	01/06/2018	29/06/2018	SD	SD	133	89	H7	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD			
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				
GEORGINA	GUTIERREZ	LOPEZ	36	M	02/07/2018	02/07/2018	SD	SD	130	89	H7	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD			
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				
ITZEL	HERNADEZ	RUIZ	25	M	04/07/2018	05/07/2021	24.24	O1	110	75	H1	SD	110	D1	SD	SD	SD	SD			
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				
JUAN	HERNADEZ	PEREZ	27	H	29/06/2018	29/06/2018	SD	SD	130	89	H7	6	SD	D7	SD	SD	SD	SD			
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				
RICARDO	MENDEZ	MENDEZ	95	H	19/06/2018	29/06/2018	SD	SD	SD	SD	SD	6	SD	D7	SD	SD	SD	SD			
Dirección	SD	SD						PA Sistólica	PA Diastólica	Glic. Ayuno	Glic. Casual	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Hipertriglicéridos	Insulina	Riesgo DM2				

Datos generales Sexo M: Mujer H: Hombre SD: Sin dato

Fecha de la valoración:
 Personas con cita de seguimiento que no ha vencido la fecha de cita
 Personas con cita de seguimiento que ha vencido la fecha de cita

Información de la valoración:
Obesidad: O1: Peso Normal, O2: Preobesidad, O3: Obesidad
Hipertensión: H1: Presión arterial normal, H2: Hipertensión controlada, H3: Pre Hipertensión, H4: Hipertensión descontrolada, H5: Requiere confirmación de hipertensión.
Diabetes: D1: Glucosa Normal, D2: Diabetes Controlada, D3: Pre Diabetes, D4: Diabetes descontrolada, D5: Requiere confirmación de diabetes.
Dislipidemia: L1: Lípidos normales, L2: Dislipidemia Detectada
Resistencia a la insulina: I1: Sin resistencia a la insulina, I2: Con resistencia a la insulina
Riesgo genético a desarrollar DM2 (Riesgo DM2): G1: Bajo, G2: Moderado, G3: Alto

Información de la confirmación:
Hipertensión: H6: Hipertensión descartada, H7: Pre Hipertensión confirmada, H8: Hipertensión confirmada
Diabetes: D6: Diabetes descartada, D7: Pre Diabetes confirmada, D8: Diabetes confirmada

1. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
2. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
3. Reporte con el resultado de todas las personas que tuvieron valores normales en sus mediciones (sanas) y a las personas con prediabetes, preobesidad y/o prehipertensión que no tienen ninguna enfermedad crónica, y que tienen una cita de seguimiento para una valoración MIDO.
4. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.

Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada

Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada

En este reporte, verás a todas las personas que no se sabían diabéticas o hipertensas, que tuvieron una enfermedad detectada, y que tienen una cita programada para confirmar o descartar el diagnóstico y aún no acuden a ella. El reporte está ordenado de tal manera que se ven primero las personas con cita de confirmación más próxima.

4
1

REGRESAR AL MENÚ
VER REPORTE

1 de 1 de 1

Buscar | Siguiente

3

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)

Medición Integrada para la Detección Oportuna

Personas sin Dx previo con una enfermedad detectada

CLUES: THSD000001

Total de personas con cita de confirmación: 7

Fecha de emisión: 27/07/2018

Nombre de la unidad: THSD PRUEBAS 1

Datos generales				Información de la valoración																			
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Edad	Sexo	Fecha de la valoración	Cita de confirmación de diagnóstico	IMC	Valoración	PA Sistólica	PA Diastólica	Valoración	Gluc. Ayuno	Gluc. Casual	Valoración	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Triglicéridos	Valoración	Insulina	Valoración	Riesgo DM2	Valoración
GUILLERMO	ROLDAN	ROLDAN	40	H	29/06/2018	04/07/2018	27.16	O2	150	110	H5	SD	299	D5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
LEONEL	PEREZ	X	48	H	18/06/2018	04/07/2018	29.32	O2	150	110	H5	SD	300	D5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
ANDRES MANUEL	LOPEZ	OBRADOR	98	H	13/06/2018	09/07/2018	27.68	O2	140	90	H4	SD	260	D5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
FERNANDO	RUIZ	GOMEZ	37	H	04/07/2018	09/07/2018	30.86	O3	120	90	H5	110	SD	D5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
ROMEO	ROMERO	ROMEROS	31	H	06/07/2018	11/07/2018	34.60	O3	140	90	H5	100	SD	D5	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD

Datos generales Sexo M: Mujer H: Hombre SD: Sin dato

Cita de confirmación de diagnóstico

■ Personas con cita de confirmación de Dx que no ha vencido la fecha de cita

■ Personas con cita de confirmación de Dx que ha vencido la fecha de cita

Información de la valoración:

Obesidad: O1: Peso Normal, O2: Preobesidad, O3: Obesidad

Hipertensión: H1: Presión arterial normal, H2: Hipertensión controlada, H3: Pre Hipertensión, H4: Hipertensión descontrolada, H5: Requiere confirmación de hipertensión.

Diabetes: D1: Glucosa Normal, D2: Diabetes Controlada, D3: Pre Diabetes, D4: Diabetes descontrolada, D5: Requiere confirmación de diabetes.

Dislipidemia: L1: Lípidos normales, L2: Dislipidemia Detectada

Resistencia a la insulina: I1: Sin resistencia a la insulina, I2: Con resistencia a la insulina

Riesgo genético a desarrollar DM2 (Riesgo DM2): G1: Bajo, G2: Moderado, G3: Alto

Información de la confirmación:

Hipertensión: H6: Hipertensión descartada, H7: Pre Hipertensión confirmada, H8: Hipertensión confirmada

Diabetes: D6: Diabetes descartada, D7: Pre Diabetes confirmada, D8: Diabetes confirmada

1. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
2. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
3. Reporte con las personas que no se sabían diabéticas o hipertensas, que tuvieron una enfermedad detectada, y que tienen una cita programada para confirmar o descartar el diagnóstico y aún no acuden a ella. El reporte está ordenado de tal manera que se ven primero las personas con cita de confirmación más próxima.
4. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.

Consulta de MIDO's realizados

Consulta de MIDO's realizados

1 Tipo de valoración:

Todas las valoraciones

Rangos de fecha

2 Hoy:

Del:

al:

6 REGRESAR AL MENÚ

VER REPORTE

3

1 de 7 Buscar | Sigiente **4**



5

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)

Medición Integrada para la Detección Oportuna

Consulta de MIDO's realizados

CLUES: THSD000001 **Total de personas en la unidad de salud:** 47 **Fecha de emisión:** 27/07/2018

Nombre de la unidad: THSD PRUEBAS 1

Datos generales						Información de la valoración																		
Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Edad	Sexo	Fecha de la valoración	Fecha de próxima cita	IMC	Obesidad	Valora	PA Sistólica	PA Diastólica	Valora	Gluc. Ayuno	Gluc. Casual	Valora	C-TOT	C-HDL	C-LDL	Triglicéridos	Valora	Resistencia a la insulina	Valora	Riesgo DM2	Valora
MARIA Dirección. SD	ACOSTA	GUTIERREZ	30	M	01/06/2018	20/06/2018	SD	SD	133	89	H7	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
					01/06/2018	20/12/2018	31.11	G3	145	91	H5	SD	135	D1	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
CRISTIAN Dirección. SD	ACUATLA	REYES	28	H	19/06/2018	03/07/2018	SD	SD	140	90	H8	SD	7	SD	D8	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
					19/06/2018	09/07/2018	30.07	G3	140	90	H5	135	D6	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
MARTIN Dirección. SD	ACUATLA	REYES	31	H	20/06/2018	SD	24.22	G1	123	123	H4	SD	123	D2	123	123	123	55	L2	SD	SD	SD	SD	

Datos generales: Sexo M: Mujer H: Hombre SD: Sin dato

Información de la valoración:
Obesidad: O1-Peso Normal, O2-Preobesidad, O3-Obesidad
Hipertensión: H1-Presión arterial normal, H2- Hipertensión controlada, H3- Pre Hipertensión, H4- Hipertensión descontrolada, H5- Requiere confirmación de hipertensión.
Diabetes: D1- Glucosa Normal, D2- Diabetes Controlada, D3- Pre Diabetes, D4- Diabetes descontrolada, D5- Requiere confirmación de diabetes.

Información de la confirmación:
Hipertensión: H6- Hipertensión descartada, H7- Pre Hipertensión confirmada, H8- Hipertensión confirmada
Diabetes: D6- Diabetes descartada, D7- Pre Diabetes confirmada, D8- Diabetes confirmada

1. Tipo de valoración: Variable de opción múltiple para la selección de valoración para su búsqueda.
2. Campo de fecha seleccionable para ubicar el rango de fecha de consulta de MIDO's realizados.
3. Ver reporte: botón que ejecuta la acción de visualizar el reporte en la parte inferior de la pantalla.
4. Descargar: El reporte puede descargarse en formato Excel, PDF y Word.
5. Reporte con los datos de los MIDO's realizados.
6. Regresar al Menú: botón para salir al menú de reportes.